

BRUGSANVISNING

# Alsevers væske

## Billede på vej

### Udseende

Opløsningen er klar og farveløs.

### Anvendelse

Alsevers væske anvendes som et konserverings- og antikoagulantmiddel til blod.

### Beskrivelse

Alsevers væske forhindrer koagulation og muliggør at blod kan opbevares i køleskab i op til flere uger. Blodprodukter anvendes i dyrkningsmedier og tilfører vigtige næringsstoffer og giver hæmolytiske reaktioner i forbindelse med vækst af forskellige mikroorganismer.

## Princip

Alsevers væske er et antikoagulantia, der tilsættes animalsk blod.

## Forholdsregler

Kun til professionel anvendelse med henblik på *in vitro* diagnostik. Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring eller andre tegn på forældelse. Tilsåede produkter skal bortskaffes efter gældende regler om klinisk risiko affald.

## Sammensætning

	g/L
Glukose	20,5
Natriumcitrat	8,0
Uorganisk salt	4,2
Citronsyre	0,55
pH 6,1 ± 0,2	

## Klinisk Data

N/A

## Materialer påkrævet, men ikke leveret

Mikrobiologiske utensilier til: prøvetagning, opsamlingsmedier, transport emballage, inokulering, samt serologiske og biokemiske reagenser leveres ikke med.

## Procedure

Alsevers væske blandes med en suspension af blod i forholdet 1+1.

## Kvalitetskontrol

Ingen.

## Opbevaring og holdbarhed

Agarpladerne skal opbevares ved mørkt ved 2 - 8°C og har en holdbarhed på 180 dage fra produktion.

## Referencer

Ingen.

## Produkter

Varenr. 29432	Alsevers væske - 0,15 L
Varenr. 29431	Alsevers væske - 50 mL
Varenr. 85292	Alsevers væske - 25 mL
Varenr. 86295	Alsevers væske - 15 mL

## Kvalitetssikring

SSI Diagnostica er kvalitetssikret og certificeret i hht. ISO 13485. Analysecertifikater og sikkerhedsdatablad kan downloades på vores hjemmeside [www.ssidiagnostica.com](http://www.ssidiagnostica.com).



## Information og bestilling

### SSI Diagnostica A/S

Herredsvejen 2  
3400 Hillerød  
Denmark  
T +45 4829 9100  
[info@ssidiagnostica.com](mailto:info@ssidiagnostica.com)  
[ssidiagnostica.com](http://ssidiagnostica.com)  
[shop.ssidiagnostica.com](http://shop.ssidiagnostica.com)

Version 1 – Maj 2020