

# BRUGSANVISNING

## Kvægserum sterilfiltreret

### ANVENDELSE

Hesteserum sterilfiltreret anvendes ofte som blokeringsmiddel eller negativ kontrol i immunoassays.

### SAMMENSÆTNING

	g/L
Kvægserum sterilfiltreret	500

### PRINCIP

Det er ikke muligt at sterilisere blodprodukter og de skal derfor opsamles aseptisk. Ved henstand af ikke-stabiliseret eller ikke-defibrineret blod udskilles et proteinstof, fibrin, som får blodet til at størkne (koagulere). Ved yderligere henstand af det koagulerede blod trækker fibrinet sig sammen og blodet adskilles i to faser: koaglet, der består af et fibrinnetværk, der omslutter størstedelen af blodlegemerne, samt blodvæske (serum) der sterilfiltreres.

### PROCEDURE

Kvægserum sterilfiltreret anvendes iht. egen SOP.

### UDSEENDE

Kvægserum er en let uklar opløsning med en gul/brun farve.

### OPBEVARING OG HOLDBARHED

Kvægserum sterilfiltreret skal opbevares ved 4-8°C og har en holdbarhed på 180 dage fra produktion.

### FORHOLDSREGLER

Kun til professionel anvendelse.

Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring eller andre tegn på forældelse. Tilsåede produkter skal bortskaffes efter gældende regler om klinisk risiko affald.

### REFERENCER

Ingen

### PRODUKTER

Varenr. 78638 Kvægserum, sterilfiltreret - 0,5 L

## KVALITETSSIKRING

SSI Diagnostica er kvalitetssikret og certificeret i hht. ISO 13485. Analysecertifikater og sikkerhedsdatablad kan downloades på vores hjemmeside [www.ssidiagnostica.com](http://www.ssidiagnostica.com).



## INFORMATION OG BESTILLING

SSI Diagnostica A/S  
Herredsvejen 2  
3400 Hillerød  
Denmark  
T +45 4829 9100  
[info@ssidiagnostica.com](mailto:info@ssidiagnostica.com)  
[ssidiagnostica.com](http://ssidiagnostica.com)  
[shop.ssidiagnostica.com](http://shop.ssidiagnostica.com)