

## BRUGSANVISNING

### MALAKITGRØNT 1% og 5%

#### ANVENDELSE

Malakitgrønt anvendes til bakteriefarvning.

#### SAMMENSÆTNING

Malakitgrønt
Vand

#### PRINCIP

Malakitgrønt anvendes som kontrastfarvning af ikke-syrefaste bakterier som fx Mykobakterier.

#### PROCEDURE

Følg laboratoriets egen SOP.

#### KVALITETSKONTROL

Ingen.

#### UDSEENDE

Opløsningen er klar med en grøn farve.

#### OPBEVARING OG HOLDBARHED

Malakitgrønt skal opbevares ved stuetemperatur og har en holdbarhed på 90 dage fra produktion.

#### FORHOLDSREGLER

Kun til professionel anvendelse.

Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring eller andre tegn på forældelse. Tilsåede produkter skal bortskaffes efter gældende regler om klinisk risiko affald.

#### REFERENCER

Ingen

#### PRODUKTER

Varenr. 1202 Malakitgrønt 1% - 100 mL

Varenr. 29507 Malakitgrønt 5% - 100 mL

## KVALITETSSIKRING

SSI Diagnostica er kvalitetssikret og certificeret i hht. ISO 13485. Analysecertifikater og sikkerhedsdatablad kan downloades på vores hjemmeside [www.ssidiagnostica.com](http://www.ssidiagnostica.com).



1202, 29507

## INFORMATION OG BESTILLING

SSI Diagnostica A/S  
Herredsvejen 2  
3400 Hillerød  
Denmark  
T +45 4829 9100  
[info@ssidiagnostica.com](mailto:info@ssidiagnostica.com)  
[ssidiagnostica.com](http://ssidiagnostica.com)  
[shop.ssidiagnostica.com](http://shop.ssidiagnostica.com)